

การเก็บตัวอย่างสัตว์ปีกป่วย/ตายตามนิยามฯ (การเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีกเชิงรับ)

ประเภทสัตว์ปีก	เดิม		ใหม่	
	ซาก	swab	ซาก	swab
สัตว์ปีกที่ถูกเลี้ยงแบบหลังบ้าน	เก็บซาก 2-5 ตัว	-	เก็บซาก 2-5 ตัว	-
สัตว์ปีกที่ถูกเลี้ยงในระบบฟาร์ม (GAP, GFM, กช.๔) และเปิดโล่ง	เก็บซาก 2-5 ตัว	-	เก็บซากอย่างน้อย 5 ตัว	-
			เก็บซากได้ 1-4 ตัว	- ฟาร์ม GAP เก็บ cloacal swab 6 หลอดตัวอย่าง - ฟาร์ม GFM และกช.4 เก็บ 4 หลอดตัวอย่าง - เปิดโล่ง เก็บ 12 หลอดตัวอย่าง
			ไม่มีซาก	- ฟาร์ม GAP เก็บ cloacal swab 6 หลอดตัวอย่าง - ฟาร์ม GFM และกช.4 เก็บ 4 หลอดตัวอย่าง - เปิดโล่ง เก็บ 12 หลอดตัวอย่าง

หมายเหตุ: การเก็บ cloacal swab ใช้วิธี pool sample โดย 5 cloacal swab คิดเป็น 1 pool sample (1 หลอดตัวอย่าง)